

  LABORATORIO ANALISI	Allegato	All-SDF.LAB03.06
	FECI copro HP CD Miceti Virus	Pagina 1 di 1
		Aggiornato il: 05/07/2024

Istruzioni per il Paziente/Operatore

RACCOLTA DEL CAMPIONE FECALE PER:

COPROCOLTURA – HELYCOBACTER PYLORI, ANTIGENE FECALE – CLOSTRIDIUM DIFFICILE – MICETI – VIRUS GASTROENTERICI

Materiale necessario

contenitore per la raccolta delle feci su cui trascrivere cognome, nome, data di nascita del Paziente (etichetta paziente)

Prelievo

Effettuare la raccolta possibilmente al mattino del giorno in cui il campione verrà consegnato in laboratorio o il pomeriggio precedente in questo caso conservare il campione in frigorifero

Emettere le feci su una superficie asciutta e pulita.

Raccogliere con la paletta del contenitore un quantitativo delle dimensioni di una noce nel caso di feci formate, o per un terzo del volume del contenitore nel caso di feci liquide o scomposte (non riempire completamente il contenitore).

Non contaminare le feci con urina o acqua dei sanitari

Richiudere accuratamente il contenitore, consegnare presso il Centro/Punto Prelievi o direttamente in Laboratorio Analisi

Conservazione e trasporto

Il campione deve essere consegnato presso il Centro/Punto prelievi o direttamente in Laboratorio appena possibile

Se non consegnato subito il campione per la Coprocoltura va conservato in frigorifero per Max 24h;

per gli altri esami i campioni possono essere conservati in frigorifero fino a 48h