

 	Allegato STOOL SPECIMENT COLLECTION FOR-THE-DETECTION-OF-HIDDEN- BLOOD	All-SDF.LAB03.39 <hr/> Pagina 1 di 2 <hr/> Aggiornato il: 05/07/2024
--	---	---

No special dietary restrictions are required. On the 7 days prior to collection of fecal material and throughout the collection period, avoid nonsteroidal anti-inflammatory drugs.

Do not collect the specimen of stool if live blood is visible in the stool or urine (for example during menstruation, urinary infection, leakages from hemorrhoids). Stool specimen should not be contaminated with urine.

The specimen, which is placed in the appropriate vials, can be stored in the refrigerator up to 7 days max.

COLLECTION METHOD (SEE NEXT PAGE)

- Use the appropriate vials provided by the laboratory
- Unscrew and remove the cap equipped with the **rod** from the vial
- Insert the rod into the stool in 4 different points and cross-rub on the surface.
- Insert the rod into the vial, screw the cap and shake.

ATTENTION: it is recommended not to swallow the liquid placed inside the container used for the collection; should the liquid come into contact with eyes, mouth or skin, rinse thoroughly the part of the body involved with water and, if necessary, contact your doctor.

**STOOL SPECIMEN COLLECTION
FOR-THE-DETECTION-OF-HIDDEN-
BLOOD**

IT IVD CE	SENTiFIT® pierceTube	REF 1156188
	DISPOSITIVO (COLLECTION TUBE) PER LA RACCOLTA DELLE FECI	




1
Porre della carta igienica all'interno del sanitario. In caso di utilizzo di un supporto specifico seguire, le istruzioni riportate sullo stesso. Successivamente passare al punto 3.



2
Raccogliere le feci in corrispondenza della carta igienica, evitando di toccare l'acqua o le urine. È più facile se ci si siede al contrario.



3
Svitare il tappo verde con l'asta di prelievo, mantenendo il tubo in verticale. Non agitare il tubo capovolto.



4
Inserire l'asta nelle feci in 4 punti diversi e strisciare a croce sulla superficie. Ricoprire di feci solo le scanalature dell'asta. Non raccogliere feci in eccesso.



5
Reinserire il tappo verde e avvitare a fondo. Non riaprire. Agitare gentilmente il tubo tramite inversione.



6
Restituire il dispositivo di raccolta per l'analisi entro una settimana a temperatura ambiente o mantenere il tubo di raccolta in frigorifero e restituirlo entro 2 settimane.