

  Fondazione TERESA CAMPLANI LABORATORIO ANALISI	Allegato	All-SDF.LAB03.11
	RICERCA ANTIGENI URINARI	Pagina 1 di 1
		Aggiornato il: 05/07/2024

RICERCA ANTIGENI URINARI
(Legionella pneumophila e Streptococcus pneumoniae)

Istruzioni per il paziente/operatore

Materiale necessario

- Provetta da urina

Prelievo

- Raccogliere il primo getto di urina di qualsiasi minzione giornaliera

Conservazione e trasporto dei campioni

- Il campione deve essere inviato in Laboratorio appena possibile
- Durante il trasporto il campione deve rimanere a temperatura ambiente
- Se non inviato subito il campione deve essere conservato a 2-8 °C fino a 48 ore